

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Монитор фетальный серии FC, модель FC 1400 Производитель – BioNet Co., Ltd, Республика Корея			
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Монитор фетальный серии FC, модель FC 1400 Производитель – BioNet Co., Ltd, Республика Корея			
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1	Блок аппарата базовый FC 1400	Аппарат имеет возможность делать регистрацию данных при многоплодной беременности, одновременно у двух плодов. Габариты: 296(Ш) x 305.5 (В) x 97.5 (Г) мм Вес: около 2.9 кг (без батарей) Дисплей: 7" ширина (800x480) Регистратор: Метод: Термопечать Тип: Рулонный тип Скорость печати : 1,2,3 см/мин, (реальное время) 30 см/мин (трассировка, 2,4 см/мин настройка) 20 см/мин (трассировка, 1 см/мин настройка) Функция подачи бумаги Частота сердечных сокращений плода: Входной сигнал: Ультразвуковой пульсирующий доплеровский	1 шт.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		Метод обнаружения частоты сердечных сокращений плода (ЧСС): Автокорреляция ЧСС диапазон : 50-210 ЧСС точность : 120~160 : ±1 уд./мин Кроме 120~160 : ±2 уд./мин Ультразвуковой зонд: Режим работы : импульсно-волновой режим Тип зонда : 7-кристалл Частота ультразвука : 1.0 МГц Частота повторения пульса : 3125 Гц Пик-пространственная усреднённая по времени интенсивность : <10 мВт/см² Маточное сокращение: Входной источник : Внешний зонд Контрольный сигнал : Переключатель одного касания Автообнуление Диапазон измерения : 0~99 Анализ авто КТГ: Средний исходный уровень частоты сердечных сокращений плода (ЧСС) Число ТОСО Число акселерации Число деакселерации : Поздняя, ранняя, переменная Высокий/Низкий Эпизод Кратковременные изменения Потеря сигнала Результаты анализа КТГ рассчитываются каждые 10 минут Сохранение данных: Хранение в течение 72 часов Питание: Мощность на входе: 100~240 В переменного тока, 50 Гц, 1.5 А, однофазное	2 шт.
		Дополнительные комплектующие	
		2 Ультразвуковой датчик	Датчик для регистрации сигналов сердца плода

